












































































































Diagnostické Ultrazvukové sondy

Ultrazvukové sondy pro Aloka							
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	EAL3C34AK Aloka UST-934N-3.5 3.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SSD 500/620/1100 Prosound 2	CE ₀₁₉₇				
2	EAL7L50AK Aloka UST-5512U-7.5 7.5 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSD 500/620/1100 Prosound 2	CE ₀₁₉₇				
3	EAL5E81AK Aloka UST-981-5 5 MHz Mikro-Konvexní R14 Vaginální, Ob/Gyn	SSD 500/620/1100 Prosound 2	CE ₀₁₉₇				
4	EAL5L88AK Aloka UST-588U-5 5 MHz Lineární Rektální Veterinární	SSD 500/500V	CE	n/a		n/a	
5	EAL5L820K Aloka UST-5820-5 5 MHz Lineární Rektální Veterinární	SSD 500/500V Prosound 2	CE	n/a		n/a	
6	EAL3C79BK Aloka UST-979-3.5 3.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SSD 900/1000/1400/1700/ 2000/3500/4000/5500 Prosound 6	CE ₀₁₉₇				
7	EAL7L24BK Aloka UST-5524-7.5 7.5 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSD 900/1000/1400/1700/2000/3500/ 4000/5000/5500, Prosound Alpha 5SX Prosound Alpha 6	CE ₀₁₉₇				
8	EAL5E12AK Aloka UST-9112-5 5 MHz Mikro-Konvexní R14 Vaginální, Ob/Gyn	SSD 900/1000/1400/ 1700/2000/3500/4000 Prosound Alpha 5SX	CE ₀₁₉₇				
9	EAL7C987K Aloka UST-987-7.5 7.5 MHz Mikro-Konvexní R20 Novorezenecká	SSD 900/1000/1400/3500/4000/ 5000/5500, Prosound Alpha 5SX, Prosound 6, Prosound Alpha 6 Prosound F37	CE	---		---	
10	EAL5C104K Aloka UST-9104-5 5 MHz Mikro-Konvexní R20 Novorezenecká	SSD 900/1000/1400/3500/4000/ 5000/5500, Prosound Alpha 5SX Prosound Alpha 6, Prosound Alpha 7	CE	---		---	
11	EAL3C123K Aloka UST-9123 3.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SSD 3500/4000, Prosound 6 Prosound Alpha 6 Prosound F37	CE ₀₁₉₇				
12	EAL6E124K Aloka UST-9124 6 MHz Mikro-Konvexní R9 Endocavity, Ob/Gyn	SSD 3500, Prosound 6 ProSound Alpha 6 Prosound F37	CE ₀₁₉₇	---		---	
13	EAL3P299K Aloka UST-5299 3 MHz, Fázová Karidak, Břišní	SSD 3500/4000, Prosound 6 Prosound Alpha 6 Prosound F37	CE ₀₁₉₇				
14	EAL8L546K Aloka UST-5546 8 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSD 3500/4000	CE ₀₁₉₇				
15	EAL8L545K Aloka UST-5545 8 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSD 5000/5500	CE ₀₁₉₇				
16	EAL8L543K Aloka UST-5543 10 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSD 5000 (V5.0 & UP) SSD 5500 (V6.0 & UP) Prosound Alpha 5 (All version) Prosound Alpha 5SX, Prosound Alpha 10	CE ₀₁₉₇			---	
17	EAL7L410K Aloka UST-5410 7.5 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSD 5000 (V5.1 & UP) SSD 5500 (V6.1 & UP) Prosound Alpha 5 (All version) Prosound Alpha 5SX	CE ₀₁₉₇			---	
18	EAL3C114K Aloka UST-9114-3.5 3.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SSD 5000/5500	CE ₀₁₉₇			---	
19	EAL3C119K Aloka UST-9119 3.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SSD 5000/5500	CE ₀₁₉₇		---	---	
20	EAL3C126K Aloka UST-9126 3.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SSD 5000 (V5.0 & UP) SSD 5500 (V6.0 & UP) Prosound Alpha 5 (All version) Prosound Alpha 5SX	CE ₀₁₉₇		---	---	
21	EAL3C130K Aloka UST-9130 3.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	Prosound Alpha 7 Prosound Alpha 10 Prosound F75	CE ₀₁₉₇			---	

Ultrazvukové sondy pro Hitachi							
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	EHTC514K Hitachi EUP-C514 3.5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	EUB-405+/525/2000/ 5500/6000/6500/8500	CE ₀₁₉₇				
2	EHTC314GK Hitachi EUP-C314G 3.5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	EUB-405+/420/525/555/ 5500/6000/6000S/6500/8500	CE ₀₁₉₇				

Diagnostické Ultrazvukové sondy













3	EHTC314TK	Hitachi EUP-C314T 3.5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	EUB-405+/415/420/525/555	CE ₀₁₉₇				
4	EHTC314K	Hitachi EUP-C314 3.5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	EUB-405+/410/415/420/ 450/515	CE ₀₁₉₇				

Ultrazvukové sondy pro Toshiba								
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka	
			EU	Taiwan	Russia	Brazil		
1	ETC366GMK	Toshiba PVG-366M 3.75 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SSA-220A (Capasee) SSA-320A (JustVision 200) SSA-325A (JustVision 400) SSA-510A (Famio 5)	CE ₀₁₉₇				
2	ETC375EMK	Toshiba PVE-375M 3.75 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SAL-77B SSA-90A/100A/250A SSA-240A (Tosbee)	CE ₀₁₉₇				
3	ETC375FMK	Toshiba PVF-375MT 3.75 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SSH-140A, SSA-250A/270A SSA-240A (Tosbee) SSA-340A (Eccocee) SSA-350A (CoreVision)	CE ₀₁₉₇				
4	ETC375FAK	Toshiba PVF-375AT 3.75 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SSA-340A (Eccocee) SSA-350A (CoreVision)	CE ₀₁₉₇				
5	ETC621FVK	Toshiba PVF-621VT 6 MHz Mikro-Konvexní R13 Endocavity, Ob/Gyn	SSA-250A, SSA-240A (Tosbee) SSA-340A (Eccocee) SSA-350A (CoreVision)	CE ₀₁₉₇				
6	ETL703FNK	Toshiba PLF-703NT 7.5 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSA-250A SSA-340A (Eccocee) SSA-350A (CoreVision)	CE ₀₁₉₇				
7	ETL805FSK	Toshiba PLF-805ST 8 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSA-340A (Eccocee) SSA-350A (CoreVision)	CE ₀₁₉₇				
8	ETC745FVK	Toshiba PVF-745V 7 MHz Konvexní R50 Břišní, Small Organs	SSA-220A (Capasee) SSA-320A/325A (JustVision 200/400) SSA-340A (Eccocee) SSA-350A (CoreVision) SSA-370A/390A (PowerVision 6000/8000) SSA-510A/520A/530A (Famio) SSA-550A/580A/590A (Nemio)	CE ₀₁₉₇	---	---	---	
9	ETC375MAK	Toshiba PVM-375AT 3 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SSA-370A (PowerVision 6000) SSA-550A (Nemio 10/20/30/35) SSA-580A (Nemio XG)	CE ₀₁₉₇				
10	ETC621MVK	Toshiba PVM-621VT 6 MHz Mikro-Konvexní R13 Endocavity, Ob/Gyn	SSA-370A (PowerVision 6000) SSA-550A (Nemio 10/20/30/35)	CE ₀₁₉₇				
11	ETC651MVK	Toshiba PVM-651VT 6 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	SSA-370A (PowerVision 6000) SSA-550A (Nemio 10/20/30/35) SSA-580A (Nemio XG)	CE ₀₁₉₇	---		---	
12	ETL703MAK	Toshiba PLM-703AT 7 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSA-370A (PowerVision 6000) SSA-550A (Nemio 10/20/30/35) SSA-580A (Nemio XG)	CE ₀₁₉₇				
13	ETL805MAK	Toshiba PLM-805AT 6.8 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSA-370A (PowerVision 6000) SSA-550A (Nemio 10/20/30/35) SSA-580A (Nemio XG)	CE ₀₁₉₇				
14	ETC375TBK	Toshiba PVT-375BT 3.5 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SSA-660A/680A (Xario) SSA-700A/770A/780A/790A (Aplio) SSH-880CV (Aplio Artida) TUS-A300 (Aplio 300) TUS-A400 (Aplio 400) TUS-A500 (Aplio 500)	CE ₀₁₉₇				
15	ETL604TAK	Toshiba PLT-604AT 6 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSA-660A/680A (Xario) SSA-700A/770A/780A/790A (Aplio) TUS-A300 (Aplio 300) TUS-A400 (Aplio 400) TUS-A500 (Aplio 500)	CE ₀₁₉₇				
16	ETL704TAK	Toshiba PLT-704AT 7.5 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSA-660A/680A (Xario) SSA-700A/770A/780A/790A (Aplio) SSH-880CV (Aplio) TUS-A300 (Aplio 300) TUS-A400 (Aplio 400) TUS-A500 (Aplio 500)	CE ₀₁₉₇				
17	ETL805TAK	Toshiba PLT-805AT 8 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSA-660A/680A (Xario) SSA-700A/770A/780A/790A (Aplio) TUS-A300 (Aplio 300) TUS-A400 (Aplio 400) TUS-A500 (Aplio 500)	CE ₀₁₉₇				
18	ETL1204TAK	Toshiba PLT-1204AT 9.3 MHz Lineární Small Parts, Periferní	SSA-660A/680A (Xario) SSA-700A/770A/780A/790A (Aplio)	CE ₀₁₉₇				
19	ETP30TBK	Toshiba PST-30BT 2.8 MHz Fázová Array Karidak, Břišní	SSA-660A/680A (Xario) SSA-700A/770A/780A/790A (Aplio) SSH-880CV (Aplio) TUS-A300 (Aplio 300) TUS-A400 (Aplio 400) TUS-A500 (Aplio 500)	CE ₀₁₉₇		---	---	




























Diagnostické Ultrazvukové sondy

20	ETC661TVK	Toshiba PVT-661VT 6 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	SSA-660A/680A (Xario) SSA-700A/770A/780A/790A (Aplio) TUS-A300 (Aplio 300) TUS-A400 (Aplio 400) TUS-A500 (Aplio 500)	CE ₀₁₉₇	---	---	---	
----	------------------	--	--	--------------------	-----	-----	-----	--


















Ultrazvukové sondy pro Philips HD 3

Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	Philips C5-2 5–2 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	HD 3	CE ₀₁₉₇				
2	Philips C7-3 7–3 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	HD 3	CE ₀₁₉₇				
3	Philips L9-5 9–5 MHz Lineární Small Parts, Periferní	HD 3	CE ₀₁₉₇				
4	Philips C9-4ec 9–4 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	HD 3	CE ₀₁₉₇				
5	Philips C9-4 9–4 MHz Mikro-Konvexní R10 Novorezenceká	HD 3	CE	---	---	---	













Ultrazvukové sondy pro Philips/ATL







Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	ATL P4-2 4–2 MHz Fázová Kardak, Břišní	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000 Verasonics system	CE ₀₁₉₇				
2	ATL C5-2 5–2 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000 Verasonics system	CE ₀₁₉₇				
3	ATL L12-5/38mm 12–5 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000 Verasonics system	CE ₀₁₉₇				
4	ATL L7-4 7–4 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000 Verasonics system	CE ₀₁₉₇				
5	ATL C4-2 4–2 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000 UM 9, Verasonics system	CE ₀₁₉₇				
6	ATL P3-2 3–2 MHz Fázová Kardak, Břišní	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000 UM 9, Verasonics system	CE ₀₁₉₇				
7	ATL C8-4v 8–4 MHz Mikro-Konvexní R11 Vaginální, Ob/Gyn	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000 UM 9, Verasonics system	CE ₀₁₉₇				
8	ATL C8-5 8–5 MHz Mikro-Konvexní R14 Novorezenceká, Cephalic, Dětská	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000	CE ₀₁₉₇				
9	ATL L12-5/50mm 12–5 MHz Lineární 50 mm Small Parts, Periferní	HDI 1500/3000/ 3500/4000/5000 Verasonics system	CE ₀₁₉₇				






















Ultrazvukové sondy pro Philips/HP

Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	Philips C8-5 8–5 MHz Mikro-Konvexní R14 Novorezenceká, Cephalic, Dětská	Envisor	CE ₀₁₉₇				
2	HP S3 [21311A] 1–3 MHz Fázová Kardak, Břišní	Sonos 4500/5500/7500	CE ₀₁₉₇				
3	HP S4 [21330A] 2–4 MHz, Fázová Kardak, Břišní	Image point HX/ Sonos 4500/5500/7500 Envisor	CE ₀₁₉₇				
4	HP C3540 [21321A] 2–6 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	Image point HX/ Sonos 4500/5500/7500 Envisor	CE ₀₁₉₇				
5	HP C3540 [21353B] 2–6 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	Image point/ Image point HX/ Sonos 1800/2000/ 2500/4500/5500	CE ₀₁₉₇				
6	HP 11-3L [21356A] 11–3 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Vaskulární	Sonos 4500/5500/7500	CE ₀₁₉₇			---	





























Diagnostické Ultrazvukové sondy

Ultrazvukové sondy pro Siemens							
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	ESM3C40SK Siemens 3.5C40S 3.5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	Prima, Adara	CE	---		---	
2	ESMCH41AK Siemens CH4-1 4-1 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	Antares	CE ₀₁₉₇		---	---	
3	ESMC52AK Siemens C5-2 5-2 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	Antares	CE ₀₁₉₇			---	
4	ESMCH62AK Siemens CH6-2 6-2 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	Antares	CE ₀₁₉₇			---	
5	ESML73AK Siemens VF7-3 7-3 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	Antares	CE ₀₁₉₇		---	---	
6	ESML105AK Siemens VF10-5 10-5 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	Antares	CE ₀₁₉₇			---	
7	ESML135AK Siemens VF13-5 13-5 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	Antares	CE ₀₁₉₇			---	
8	ESMEC94AK Siemens EC9-4 6 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	Antares	CE ₀₁₉₇	---		---	








Ultrazvukové sondy pro Siemens/Acuson							
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	EAC3C41AK Acuson 4C1 1-4 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	128XP, Aspen	CE ₀₁₉₇				
2	EAC7EC7AK Acuson EC7 7 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity	128XP, Aspen	CE ₀₁₉₇				










Ultrazvukové sondy pro Esaote							
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	EES4C421K Esaote CA421 7-2 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	MyLab 15/15XV/20/20XV/ 25/25Gold/30CV/30Gold/40/ 50/50XV/70XV/90	CE ₀₁₉₇				
2	EES4C431K Esaote CA431 7-1 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	MyLab 15/15XV/20/20XV/ 25/25Gold/30/30CV/30Gold/ 40/50/50XV/70XV/90	CE ₀₁₉₇				
3	EES4C621K Esaote CA621 7-2 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	MyLab 15/15XV/20/20XV/ 25/25Gold/30/30CV/30Gold/ 40/50/50XV/70XV/90	CE ₀₁₉₇				
4	EES4C631K Esaote CA631 7-1 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	MyLab 15/15XV/20/20XV/ 25/25Gold/30/30CV/30Gold/ 40/50/50XV/70XV/90	CE ₀₁₉₇				
5	EES6C123K Esaote CA123 9-3 MHz Mikro-Konvexní R14 Vaskulární, Břišní, Dětská, Novorozenecká	MyLab Five/15/15XV/20/20XV/ 20+/25/25Gold/30CV/30Gold/ 40/40CV/50/50XV/70XV/Gold	CE ₀₁₉₇				
6	EES5L522EK Esaote LA522E 9-2 MHz Lineární 46 mm Small Parts, Periferní	Technos (AU6) MyLab 40 (2750)	CE	---	---	---	
7	EES8L523K Esaote LA523 13-4 MHz Lineární 46 mm Small Parts, Periferní	Technos, Caris Plus MyLab Five/15/15XV/20/20XV/ 25/25Gold/30/30CV/30Gold/40/ 40CV/50/50XV/70XV/90/Gold	CE ₀₁₉₇				
8	EES3P230K Esaote PA230E 4-1.6 MHz Fázová Array Dětská Cardiology & Novorozenecká	MyLab 25/30CV/30Gold/40/ 50Vision/70Vision	CE ₀₁₉₇				
9	EES6E123K Esaote EC123 4-8 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	MyLab Five/15/15XV/20/20XV/ 20Plus/25/25Gold/30CV/30Gold/4 0/40CV/50/50XV/70XV/Gold	CE	---	---	---	

Diagnostické Ultrazukové sondy

Ultrazukové sondy pro Medison								
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka	
			EU	Taiwan	Russia	Brazil		
1	EME3C40BK	Medison HC2-5ED-N, CLA35/40 2–5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	PICO (All Versions) SA6000 (V1.02.02 & up) SA5500 Rev A (All Versions) SA5500 Rev B (V1.02.11 & up) SA3200 (All Versions)	CE ₀₁₉₇				
2	EM3C40EDK	Medison MC2-5ED-N, CLA35/40(MAT) 2–5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	SA8800GAIA (All Versions) SA8800MT (All Versions) SA6000C (All Versions) SA6000CMT (V3.00.00 & up)	CE ₀₁₉₇				
3	EM3C40ETK	Medison C2-5ET-N 2–5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	SA X4 (All Versions) PICO (V1.02.00 & up) SA8000EX (V1.04.00 & up) SA8000LV (V1.04.00 & up) SA8000SE (V 1.01.00 & up)	CE	---		---	
4	EM3C40ELK	Medison C2-5EL-N 2–5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	SA8000EX (V1.03.00 & up) SA8000LV (V1.03.00 & up)	CE	---		---	
5	EME3C36BK	Medison HC3-6ED-N 3.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SA8800GAIA (V1.06.00–V1.07.02) SA8800MT (V1.06.00–V1.07.02) SA6000C (All Versions) SA6000CMT (V3.00.00 & up) SA5500 Rev A (All Versions) SA5500 Rev B (V1.02.11 & up)	CE ₀₁₉₇				
6	EME3C60BK	Medison C3-7ER-N 4.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	SA8800GAIA (V3.00.03 & up) SA8800MT (V3.00.03 & up) SA6000C (V2.00.0 & up) SA6000CMT (V3.00.00 & up) SA5500 Rev A (V2.02.00 & up) SA5500 Rev B (V2.02.00 & up)	CE ₀₁₉₇				
7	EME5C50BK	Medison C3-7ED-N 3–7 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SA X4 (All Versions) PICO (All Versions) SA8800GAIA (V3.03.00–V3.03.03) SA8800MT (V3.03.00–V3.03.03) SA8000SE (All Versions) SA8000EX (All Versions) SA8000LV (V1.01.00 & up) SA6000C (V3.00.01 & up) SA6000CMT (V3.00.01 & up) 128BW (All Versions) SA5500 Rev A (V2.03.00 & up) SA5500 Rev B (V2.03.00 & up)	CE ₀₁₉₇				
8	EM5C50EPK	Medison C3-7EP-N 3–7 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SA X6 (All Versions) SA X4 (V1.01.00 & up) SA8000EX (V1.06.00–V1.09.00 & V1.51.00 & up) SA8000LV (V1.06.00–V1.09.00 & V1.51.00 & up) SA8000SE (V 1.01.00 & up)	CE ₀₁₉₇				
9	EME6E10BK	Medison EC4-9/10ED-N 4–9 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	SA X4 (All Versions) PICO (All Versions) SA8000SE (All Versions) SA8000EX (V1.01.00 & up) SA8000LV (V1.01.00 & up) SA6000C (All Versions) SA6000CMT (V3.00.00 & up) SA5500 Rev A (All Versions) SA5500 Rev B (V1.02.11 & up) SA3200 (V1.23.01 & up) SA3200V (V1.30.00 & V1.31.00)	CE ₀₁₉₇				
10	EM6E10ESK	Medison EC4-9ES-N 4–9 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	SA X4 (All Versions) SA8800GAIA (V3.01.00 & up) SA8800MT (V3.01.00 & up) PICO (All Versions) SA8000EX (All Versions) SA8000LV/SE (V1.01.00 & up)	CE	---		---	
11	EME6C10BK	Medison C4-9/10ED-N 4–9 MHz Mikro-Konvexní R10 Novorezeňská	SA X4 (All Versions) SA X6 (All Versions) PICO (V1.02.00 & up) SA8000SE (V1.02.00 & up) SA8000EX (V1.03.00 & up) SA8000LV (V1.03.00 & up) SA6000C Rev A (All Versions) SA6000C Rev B (All Versions) SA6000C MT (V3.00.00 & up) 128BW (V1.04.00 & up) SA5500 Rev A (All Versions) SA5500 Rev B (V1.02.00 & up)	CE		---	---	
12	EME7L38BK	Medison L5-9EC-N 5–9 MHz Lineární 40 mm Small Parts, Periferní	SA X4 (All Versions) PICO (V1.02.00 & up) SA8800GAIA (All Versions) SA8800MT (All Versions) SA8000SE (V1.01.00 & up) SA8000EX (All Versions) SA8000LV (V1.01.00 & up) SA6000C (V2.02.00 & up) SA6000CMT (V3.00.00 & up) 128BW (All Versions) SA5500 Rev A (V2.02.00 & up) SA5500 Rev B (V2.02.00 & up)	CE ₀₁₉₇				

Diagnostické Ultrazvukové sondy

Ultrazvukové sondy pro Medison								
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka	
			EU	Taiwan	Russia	Brazil		
13	EM7L40EDK	Medison HL5-9ED-N 5–9 MHz Lineární 40mm Small Parts, Periferní	SA X4 (All Versions) PICO (All Versions) SA8800GAIA (V1.06.00-V3.03.03) SA8800MT (V1.06.00-V3.03.03) SA8000SE (All Versions) SA8000EX V1.01.00 & up SA8000LV (V1.01.00 & up) SA6000C (All Versions) SA6000CMT (V3.00.00 & up) 128BW (All Versions) SA5500 Rev A (All Versions) SA5500 Rev B (V1.02.11 & up)	CE ₀₁₉₇				
14	EM8L40EDK	Medison HL5-12ED-N 5–12 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	SA X6 (All Versions) PICO (V2.00.00 & up) SA8000SE (V2.00.00 & up)	CE ₀₁₉₇		---		
15	EM3C40IRK	Medison 99C2-5IR 2–5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	SA9900 (All Versions) SA9900EX (V2.01.00 & up) SA9900OB (V2.01.00 & up) SA9900CV (V2.01.00 & up)	CE ₀₁₉₇				
16	EM5C50IMK	Medison 99C3-7IM 3–7 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SA9900 (All Versions) SA9900EX (V2.01.00 & up) SA9900OB (V2.01.00 & up) SA9900CV (V2.01.00 & up) Accuvix XQ (All Versions)	CE ₀₁₉₇				
17	EM8L40IMK	Medison 99L5-12IM 5–12 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	SA9900[H/W1.0] (V1.05.00 & up) SA9900[H/W2.0] (V2.02.04 & up) Accuvix XQ (All Version)	CE ₀₁₉₇				
18	EM3C40EPX6K	Medison C2-5EP 2–5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	SA X6	CE ₀₁₉₇		---	---	
19	EM5C50X6K	Medison C2-8 2–8 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SA X6	CE ₀₁₉₇		---	---	
20	EM6E10EDX6K	Medison ER4-9/10ED 4–9 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	SA X6	CE	---	---	---	
21	EM3P20AHX8K	Medison AXP2-4AH 2–4 MHz Fázová 20 mm Karidak	SA X8	CE ₀₁₉₇		---	---	
22	EM3C40ELX8K	Medison AXC2-5EL 2–5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	SA X8	CE ₀₁₉₇	---	---	---	
23	EM5C50X8K	Medison AXC2-8 2–8 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SA X8	CE ₀₁₉₇	---	---	---	
24	EM5C50EPX8K	Medison AXC3-7EP 3–7 MHz Konvexní R50 Břišní, Ob/Gyn	SA X8	CE ₀₁₉₇		---	---	
25	EM6E10EDX8K	Medison AXER4-9/10ED 4–9 MHz Mikro-Konvexní R10 Endocavity, Ob/Gyn	SA X8	CE ₀₁₉₇	---	---	---	
26	EM8L40ECX8K	Medison AXL5-12EC 5–12 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	SA X8	CE ₀₁₉₇		---	---	

Ultrazvukové sondy pro GE								
Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka	
			EU	Taiwan	Russia	Brazil		
1	EGCAB27K	GE AB2-7 2–7 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	Voluson 730 (BT02 & up)	CE ₀₁₉₇				
2	EGCAB25K	AB2-5 2–5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	---	CE ₀₁₉₇			---	
3	EGC4CAK	GE 4C-A 1.6–4.2 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	Voluson 730 (BT05 & up)	CE ₀₁₉₇			---	
4	EGLSP410K	GE SP4-10 4–10 MHz Lineární 46 mm Small Parts, Periferní	Voluson 730	CE ₀₁₉₇			---	
5	EGLSP612K	GE SP6-12 6–12 MHz Lineární 38 mm Small Parts, Periferní	Voluson 730	CE ₀₁₉₇			---	
6	EGLSP1016K	GE SP10-16 10–16 MHz Lineární 34 mm Small Parts, Periferní	Voluson 730	CE ₀₁₉₇			---	
7	EGP3SRSK	GE 3S-RS 1.5–4 MHz, Fázová Karidak, Břišní	Logiq Book (V3.0 & up), Logiq Book XP Logiq i/e, Vivid i/e	CE ₀₁₉₇			---	

Diagnostické Ultrazvukové sondy

8	EGC3CRSK	GE 3C-RS 2-6 MHz Konvexní R55 Břišní, Ob/Gyn	Logiq Book, Logiq Book XP Vivid i/q	CE ₀₁₉₇	---		---	
9	EGC4CRSK	GE 4C-RS 2-5.5 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	Logiq i/e, Vivid i/e/q Voluson e/i	CE ₀₁₉₇			---	
10	EGE8CRSK	GE E8C-RS 3.6-10 MHz Mikro-Konvexní R11 Endocavity, Urology	Logiq Book, Logiq Book XP Logiq i/e, Vivid i/e/q Voluson e/i	CE ₀₁₉₇			---	
11	EGL8LRSK	GE 8L-RS 4-12 MHz Lineární 39 mm Small Parts, Periferní	Logiq Book (V3.0 & up), Logiq Book XP Logiq i/e, Vivid i/e/q	CE ₀₁₉₇			---	
12	EGC4CK	GE 4C 1.5-4.6 MHz Konvexní R60 Břišní, Ob/Gyn	Logiq 9 (BT06 & up) Vivid 7 (BT05 & up) Logiq A5/P3/P5, Vivid P3	CE ₀₁₉₇	---		---	
13	EGP3SK	GE 3S 1.4-3.3 MHz Fázová Karidak, Břišní	Logiq 3/5/7/9/A3/A5/P3/P5 Vivid 3/7/P3	CE ₀₁₉₇	---		---	
14	EGC35CK	GE 3.5C 2-5.2 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	Logiq 5 (BT03 & up) Vivid 7 (BT03 & up) Logiq 7/9/A5/P5	CE ₀₁₉₇	---		---	
15	EGC35CSK	GE 3.5CS 2-5.2 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	Logiq 9 (BT03 & up) Logiq 9 (BT03 & up) Logiq 7/A5/P5	CE ₀₁₉₇	---		---	
16	EGE8CK	GE E8C 3.5-11.4 MHz Mikro-Konvexní R11 Endocavity, Ob/Gyn	Logiq 3/5/7/9/A3/A5/P3/P5 Vivid 7	CE ₀₁₉₇	---		---	

Ultrazvukové sondy pro Sonoscape

Katalogové číslo	Model	Kompatibilní se systémem	Certifikace				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	Sonoscape C344 3.5 MHz Konvexní R40 Břišní, Ob/Gyn	SSI 1000/3000/5000/6000 S6, S8	CE	---	---	---	
2	Sonoscape 6V1 6 MHz Mikro-Konvexní R11 Endocavity, Ob/Gyn	SSI 1000/3000/5000/6000 S6, S8	CE	---	---	---	
3	Sonoscape L741 7.5 MHz Lineární 46 mm Small Parts, Periferní	SSI 1000/3000/5000/6000 S6, S8	CE	---	---	---	

Ultrazvukové sondy pro Cephasonics

Katalogové číslo	Typ	Kompatibilní se systémem	Compliance				Poznámka
			EU	Taiwan	Russia	Brazil	
1	Fázová Array 64-element, 2-4 MHz, 20 mm Karidak, Břišní	CSK9130 Beam-forming Platform & Development Kit	n/a	n/a	n/a	n/a	P4-2L20S
2	Konvexní Array 128-element, 3-7 MHz, R50 Břišní, Ob/Gyn	CSK9130 Beam-forming Platform & Development Kit	n/a	n/a	n/a	n/a	C7-3R50N
3	Lineární Array 128-element, 5-12 MHz, 40 mm Small Parts, Vaskulární	CSK9130 Beam-forming Platform & Development Kit	n/a	n/a	n/a	n/a	L12-5L40N
4	Lineární Array 192-element, 5-12 MHz, 40 mm Small Parts, Vaskulární	CSK9130 Beam-forming Platform & Development Kit	n/a	n/a	n/a	n/a	L12-5L40H